

HARVARD CEMENT
snabbhärdande
Zinkfosfatcement**SE****Bruksanvisning till tandläkaren****Sammansättning:**

1 g pulver innehåller:

zinkoxid 890 mg, magnesiumoxid 89 mg;

1 g vätska innehåller:

o-fosforsyra 540 mg.

**Användningsområden:**

Fixering av kronor, bryggor och inlägg.

Dosering:

Fixeringskonsistens:

1,8 g pulver : 1,0 g vätska

Dosering och provklimat för provändamål enligt DIN EN ISO 9917: Blanda till de angivna mängderna vid $23 \pm 1^\circ\text{C}$ och en relativ luftfuktighet på $50 \pm 10\%$.**Rekommendationer för bearbetning:**För tillblandning av cementen rekommenderas en till 20°C tempererad, ren och torr glasplatta och en spatel som inte färgar av sig.**Tillblandning:**För att kunna blanda till en homogen konsistens ska den doserade pulvermängden i fyra småportioner ($1/2$ $1/4$ $1/8$ $1/8$). Börja med den minsta mängden och blanda inom 90 sekunder ut den i den doserade vätskan. Fixeringskonsistensen har uppnåtts när den utdragna spetsen, som bildas då spateln lyfts upp, långsamt sjunker tillbaka ner i massan. Pulverrester och förorenade vätskor ska kasseras.**Blandningstid:**

90 sekunder

Bearbetningstid från blandningsstart (vid 23°C):

2 minuter 30 sekunder

Härdningstid frå och med när tillblandningen är klar:

3 00 – 5 00 minuter

Särskilda upplysningar:

- Direkt applicering på dentin nära pulpan eller på öppen pulpa far inte göras.
- Irritation på pulpan kan uppstå efter cementering.
- Cementen ska appliceras på den torra tandytan. Låt den torka utan fuktighet tillkommer.
- Se till att genast efter varje användning stänga behållarna igen.
- Vätskan innehåller fosforsyra och är frätande. Vid oavsiktlig ögonkontakt, spola genast ögat med mycket vatten.

Färger:1 (vitaktigt), 2 (vitaktigt blått), 3 (vitaktigt gult), 4 (ljusgult),
5 (gult), 8 (pärlgrått), 12 (brunt), 15 (rosa)**Förpackningsstorlekar:**

Pulver: 100 g och 35

Vätska: 40 ml och 15 ml.

HARVARD CEMENT snabbhärdande

- Ska inte användas efter utgången av bäst föredatumet.
- Lagringstemperatur: $2-28^\circ\text{C}$.
- Motsvarar följande specifikation: DIN EN ISO 9917.



Harvard Dental
International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten
Tiskland



Made in Germany

Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.de

V05 10/2010
10009