

Harvard TraySive

Löffeladhäsiv

Produktbeschreibung

Harvard TraySive ist ein universelles Löffeladhäsiv für alle Silikon-Abformmaterialien.

Harvard TraySive sorgt für eine sichere Haftung der Abformmasse am Abformlöffel und hilft somit, eine unkontrollierbare Formveränderung bei der Abformung zu vermeiden.

Harvard TraySive erzielt eine sichere Haftung zwischen Harvard PremiumSil Abformmaterialien und Metall- oder Methacryatlöffeln.

Indikationen/Zweckbestimmung

Haftvermittler für Abformlöffel

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Produktes ist die Verwendung des Produktes kontraindiziert.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesehener Anwender

Nur für den professionellen zahnärztlichen/zahntechnischen Anwender.

Anwendung

Den Abformlöffel reinigen und gründlich trocknen. Harvard TraySive mit dem Pinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen und mindestens **3 Minuten** trocknen lassen.

Anschließend den Löffel befüllen und die Abformung vornehmen.

Hinweis

An Löffeln aus anderen Kunststoffen und individuellen Löffeln aus Basisplatten bewirkt Harvard TraySive nicht immer ausreichende Haftung. Für Polyether-Abformmassen muss ein Polyether-Adhäsiv verwendet werden.

Reinigung

Harvard TraySive lässt sich mit Aceton von Metall-Abformlöffeln problemlos entfernen.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern!

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!

Wichtige Hinweise

- Augen- und Hautkontakt vermeiden, gegebenenfalls mit viel Wasser ausspülen. Dämpfe nicht einatmen!
- Harvard TraySive in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Flaschen sofort nach Gebrauch wieder verschliessen.
- Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Das Restrisiko einer eventuellen Überempfindlichkeit gegen einzelne Komponenten des Materials kann nicht ausgeschlossen werden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt aufgetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Garantie

Harvard Dental International GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. Harvard Dental International übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von Harvard Dental International in der Reparatur oder dem Ersatz des Harvard Dental International-Produktes.

Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für Harvard Dental International GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Die Gebrauchsanweisung für die Dauer der Verwendung aufbewahren.

Bestell-Nr. Artikel

7083753 Harvard TraySive, 10 ml Flasche

Harvard TraySive

Tray adhesive

Product description

Harvard TraySive is a universal tray adhesive for silicones based impression materials.

Harvard TraySive ensures a reliable adhesion of Harvard PremiumSil impression material to the impression tray and und thus helps to avoid uncontrollable deformation during impression taking.

Harvard TraySive achieves a secure adhesion between Harvard PremiumSil impression materials and metal- or methacrylate trays.

Indications/Intended use

Adhesive for impression trays

Performance features

The performance features of the product meet the requirements of the intended use.

Contraindications

Contraindications are not known. In case of known hypersensitivity to methacrylates avoid skin contact.

Patient target group

Persons who are treated during a dental procedure.

Intended users

Only for professional trained dental/dental technician users.

Application

Clean the impression tray and dry it thoroughly. Apply a thin layer of Harvard TraySive to the tray using the applicator brush and allow to dry at least **3 minutes**.

Then load the tray und take the impression.

Note:

Harvard TraySive does not always secure sufficient adhesion to trays made of other plastic materials or individual trays made of base plates. A polyether adhesive must be used for polyether impression materials.

Cleaning from the tray

Harvard TraySive can be removed with acetone from the metal impression tray.

Storage information

Do not store above 25 °C (77 °F). Do not use after expiry date.

Important notes

- Avoid contact with eyes and skin. In case of contact wash off with water. Do not inhale vapors!
- Harvard TraySive should only be used in well ventilated rooms.
- Close bottles immediately after use.
- Side effects are not known do date. The residual risk of possible hypersensitivity to individual components of the material cannot be excluded.
- Keep away from children!

Disposal

Disposal of the product according to local authority regulations.

Reporting obligation

Serious incidents according to the EU Medical Devices Regulation that have occurred in connection with this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authority.

Warranty

Harvard Dental International GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. Harvard Dental International makes no other warranties including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusively remedy and Harvard Dental Internationals sole obligation shall be repair or replacement of the Harvard Dental International product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, Harvard Dental International GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

Caution:

Federal law restricts the sale of this device to or by the order of a dentist.

Keep the instructions for use for the duration of the application.

Order-No. Article

7083753 Harvard TraySive, 10 ml bottle