



**HARVARD®**

# Harvard **MultiChrome**

**NEU**



DE

# Harvard MultiChrome

## It's magic.

Das farblich adaptive  
Composite für fast alle  
Zahnfarben.

- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt für die Wiedergabe der Farbe der natürlichen Zahnschmelz
- Einfache Bevorratungslogistik



Das Composite


# Harvard MultiChrome

Das farblich adaptive Composite.


Das innovative High Tech Composite **Harvard MultiChrome** nimmt das Farbspektrum des zu behandelnden Zahnes stufenlos auf und passt es dank seiner besonderen Hypernano-Technologie der vorhandenen Zahnschubstanzfarbe an. Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung, der Form und der Verteilung der Füllstoffe im Material.

Die wunderbar angenehme Konsistenz, die exzellente Polierbarkeit und der dauerhafte Hochglanz ergänzen die exzellenten physikalischen Eigenschaften von **Harvard MultiChrome**.

**Harvard MultiChrome** mit runden Hypernano-Füllern. Weißes Licht wird gebrochen und kavitätenfarbig reflektiert.



## Ergebnisse, die glänzen.




“Wirklich großartig!”


Als Praktiker, der eine Composite-Füllung legt, brauche ich ein Material, das eine schöne Handhabung hat und eine sehr geschmeidige Konsistenz, es soll nicht klebrig am Instrument sein, eine gute Adaption an die Kavitätenwände haben und thixotrop sein, also da bleiben, wo ich es haben will. Und es soll leicht zu polieren sein. All diese Eigenschaften finde ich in Harvard MultiChrome. Und noch dazu das große Plus: mit einer Spritze kann ich fast alle Zahnfarben perfekt treffen. Wirklich großartig.




Amir Ibrik  
D.D.S., N.D.B., E.R.B., MSc




■ Harvard MultiChrome  
■ Tokuyama Omnichroma



■ Harvard MultiChrome  
■ Tokuyama Omnichroma



■ Harvard MultiChrome  
■ Tokuyama Omnichroma



■ Harvard MultiChrome  
■ Tokuyama Omnichroma

der nächsten Generation.

# Unglaublich anpassungsfähig!

Ein Composite – Eine Farbe. Modellierbar oder als Flow.



Kaviät – vorher



A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2



Restauration – nachher

der nächsten Generation.





**B3**

**B4**

**C1**

**C2**

**C3**

**C4**

**D3**



**Harvard MultiChrome** ist ein High-Tech Composite mit aktiver Farbanpassung. Dank Hypernano-Technologie ist bei **Harvard MultiChrome** keine Farbbestimmung erforderlich. Für den Anwender ist es ein gutes Gefühl zu wissen, immer das passende Farbergebnis zu erhalten.

**Harvard MultiChrome** nimmt das Farbspektrum des zu behandelnden Zahnes stufenlos auf und gibt es durch seine spezielle lichteptische Wirkung zurück.

- **Multi-Shade Restorative – farblich adaptives Composite**
- plus Composite zum Blocken und Maskieren

# Harvard MultiChrome

## Multi-Shade Restorative

### Farblich adaptives Composite

- Für Anwender, die sich ein einziges Composite für viele Farben wünschen
- Farblich stufenlos anpassungsfähig an fast alle Zahnfarben
- Unsichtbarer Übergang zwischen Schmelz, Dentin und Composite, Randschlüsse sind nicht zu sehen
- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt
- Hervorragende Handhabung
- Niedriger Schrumpf
- Dauerhafter Hochglanz nach der Politur
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Röntgenopak
- Opaleszent
- Einfache Bevorratungslogistik


### Harvard Block 'n Mask

Composite zum Blocken und Maskieren

- Korrigiert die Farbanpassung in schwierigen Situationen, starke Verfärbungen (z.B. Durchscheinen der dunklen Mundhöhle)



Optimale, **stufenlose Farbanpassung an fast jede natürliche Zahnfarbe** nach der Lichtpolymerisation.



Seitenzahnpräparation A3

Restauriert mit  
**Harvard MultiChrome**

Restauration verschiedener Zahnfarben mit **Harvard MultiChrome**

- **Multi-Shade Restorative – farblich adaptives fließfähiges Composite**
- plus flowable Composite zum Blocken und Maskieren

Harvard

# MultiChrome Flow

Multi-Shade Flowable Restorative

## Farblich adaptives fließfähiges Composite

- Für Anwender, die sich ein einziges fließfähiges Composite für viele Farben wünschen
- Farblich stufenlos anpassungsfähig an viele Zahnfarben
- Unsichtbarer Übergang zwischen Schmelz, Dentin und Composite, Randschlüsse sind nicht zu sehen
- Auch für die erweiterte Fissurenversiegelung
- Hyper-Nano Technologie, sphärische Füller
- Ohne Farbpigmente
- Lichtoptischer Chamäleon-Effekt
- Hervorragende Handhabung
- Optimale, fließfähige Konsistenz; thixotrop
- Niedriger Schrumpf
- Dauerhafter Hochglanz nach der Politur
- Hohe Abrasionsbeständigkeit
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Röntgenopak
- Opaleszent
- Einfache Bevorratungslogistik

## Harvard Block 'n Mask Flow

Flowable Composite zum Blocken und Maskieren

- Korrigiert die Farbanpassung in schwierigen Situationen, starke Verfärbungen (z.B. Durchscheinen der dunklen Mundhöhle)



Optimale, stufenlose Farbanpassung für kleine Schmelz- Restaurationen.



vorher



nachher



Präparation für erweiterte Fissurenversiegelung

Restauration mit Harvard MultiChrome Flow

# Harvard MultiChrome im Überblick:



## Artikelinformationen

Harvard MultiChrome	
3 g Spritze	7100001
Harvard MultiChrome	
20 x 0.25 g OptiTips®	7100002
Harvard Block 'n Mask	
3 g Spritze	7100005

Harvard Applier OptiTips®	7095200
---------------------------	---------

Kit	
Harvard MultiChrome Kit	
3 Spritzen à 3 g Harvard MultiChrome, 1 Spritze 3 g Harvard Block 'n Mask	7100009

Harvard MultiChrome Flow	
2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18	7100003
Harvard Block 'n Mask Flow	
2 x 1 ml Spritze, inkl. 8 Needle Tips H18	7100006
Harvard NeedleTips H18 Nachfüllbeutel mit 50 Needle Tips	7095158

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.  
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.  
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.

 **HARVARD®**  
Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH  
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany  
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0  
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19  
info@harvard-dental-international.de

[www.harvard-dental.de](http://www.harvard-dental.de)