




Harvard Bond SE Dual

Dualhärtendes, selbstätzendes Adhäsiv 2 Komponenten – 1 Schritt



- **Ätzen, Primen und Bonden**
nach Mischen in nur einem Schritt
- Auftragen einer Bondschicht ist ausreichend
- **Verlässliche und dauerhafte Adhäsion**
zu Schmelz und Dentin
- **Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik**
- Dualhärtend für Anwendung insbesondere mit selbsthärtenden und dualhärtenden Composites z. B. **Harvard ZirconCore**



**Mit oder
ohne Licht.
In nur einem
Schritt!**




Scherhaftwerte von ausgewählten Adhäsiv-Systemen



Bei Lichthärtung exzellente Scherhaftwerte auf Dentin und Schmelz.

Wir empfehlen dazu **Harvard ZirconCore** Dualhärtendes Stumpfaufbau- und Stiftbefestigungs-Composite

Anwendung



Artikelinformationen

	Bestell-Nr.		Bestell-Nr.
Harvard Bond SE Dual 2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083602	Harvard ZirconCore 5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen, 10 intra tips long, in der Farbe A3	7083600
Harvard Bond SE Dual Refill 2 x 5 ml Flasche	7083605	Harvard Mini 1:1 O-Brown Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	7083610
		Harvard IntraTips long Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long	7083620

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.



Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

Harvard Vertriebspartner.

www.harvard-dental.de