

Harvard InterLock® ONE Universal Adhäsiv

Wirklich universal: passend für alle Zahnkonditionierungstechniken:

als selbststärzendes Adhäsiv, als Total Etch Adhäsiv
(mit Ättschicht), feucht oder trocken

- Nur eine dünne Schicht notwendig
- Hohe und reproduzierbare Haftkraft an Schmelz und Dentin auch unter Langzeitstress
- Wirksame Randschlussabdichtung mit geringem Risiko für eine postoperative Sensibilität
- Ausgezeichnete Leistung auch mit selbst- oder dualhärtenden Composites, wenn Lichthärtung möglich ist – ist eine Lichthärtung nicht möglich, z.B. bei der Befestigung eines Stiftes im Wurzelkanal, verwenden Sie zusätzlich **Harvard InterLock ONE Self Cure Activator**
- Bequeme und präzise Anwendung durch die ergonomische Dreiecksflasche mit definierter Tropfengröße

1892
seit
HARVARD®



5 ml




Harvard InterLock® ONE – universelle Leistung

Dentin- und Schmelz- Haftwerte nach Thermocycling

Ätzmodus: „Total Etch“ oder selbstätzend

Composite: lichthärtend – **InterLock® ONE**: lichthärtend

Composite: selbsthärtend – **InterLock® ONE**: lichthärtend



Composite: selbsthärtend – **Harvard InterLock® ONE plus Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator** *
wenn keine Lichthärtung möglich ist, z. B. im Wurzelkanal.



5 ml



Self Cure Activator

- * Activator für die sichere Haftung bei allen Anwendungen, bei denen die Lichthärtung von **Harvard InterLock® ONE** nicht sichergestellt werden kann (z. B. im Wurzelkanal)
- Ideal für die Stiftbefestigung mit selbst- und dualhärtenden Compositen

Artikelinformationen	Harvard Ref.Nr.
Harvard InterLock® ONE Universal Adhesive 5 ml Flasche	7083611
Harvard InterLock® ONE SingleDose Universal Adhesive 50 x 0.1 ml SingleDose	7083613
Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator 5 ml Flasche	7083612



Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel.: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

10974_DE_01-20_A