




Harvard InterLock®

Sehr starkes, selbstätzendes, lichthärtendes Adhäsiv



Harvard InterLock® bietet eine exzellente Adhäsion auf Schmelz und Dentin. Zudem ist es extrem verlässlich. Eine leichte und schnelle Applikation mit hervorragender Abdichtung ist jederzeit möglich.

- Hohe und gleichmäßige Haftkraft
- Extrem verlässlich
- Hervorragende Abdichtung
- Nicht technik- oder feuchtigkeitsempfindlich
- Langanhaltende und sichere Haftung an Schmelz und Dentin
- Hydrophil für die Wet-Bonding-Technik


Extrem verlässlich in nur 2 Schritten.




Physikalische Eigenschaften



- Harvard InterLock®
- Clearfil SE Bond (Kuraray)
- Optibond XTR (Kerr)
- AdheSe (Ivoclar Vivadent)
- One Coat Self-Etching Bond (Coltene)




Anwendung



Sehr guter Randschluss

Vor und nach Belastung im Kausimulator



Prof. Dr. K. H. Kunzelmann; Dr. I. Nyamaa, LMU München, Deutschland 2016



Technische Daten

Scherhaftung auf Schmelz / Dentin	28 MPa
Scherhaftung auf Silikatkeramik	15 MPa
Scherhaftung auf Zirkoniumdioxid	27 MPa
Scherhaftung auf Nichtedelmetall	27 MPa

Artikelinformationen

Artikelinformationen	Bestell-Nr.
Harvard InterLock®	7083603
2x5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	
Microbrush®	7095156
Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren	

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de