






## Harvard ZirconCore

### Dualhärtendes Stumpfaufbau- und Stiftbefestigungs-Composite


- Ausgezeichnete Konsistenz für zwei Indikationen: **Wurzelstiftbefestigung** und **Stumpfaufbau**
  - „Beschleifbar wie Dentin“
  - Sehr gute mechanische Eigenschaften für dauerhafte Restaurationen
  - Enthält eine substantielle Menge an Nano-Zirkoniumdioxid
  - Fluoridfreisetzung
  - Thixotrope Eigenschaften
  - Sehr gute Röntgenopazität
  - Selbstanmischendes Material aus der Minimix-Spritze
- 
- Für optimale Ergebnisse zu verwenden mit:  
**Harvard InterLock® ONE /**  
**Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator**  
oder mit **Harvard Bond SE Dual**



## Physikalische Eigenschaften



**ZC** Harvard ZirconCore  
**RE** Voco Rebuilda  
**FC** Dentsply FluoroCore 2+  
**MC** Ivoclar Vivadent MultiCore Flow  
**LC** DMG LuxaCore Z Dual Automix



## Stiftbefestigung und Stumpfaufbau



1. Aufbereiteter und gebondeter Wurzelkanal
2. Applikation im Wurzelkanal
3. Platzieren des Wurzelstiftes
4. Ausgehärteter Stumpfaufbau
5. Polierter Stumpfaufbau

### Technische Daten

Verarbeitungszeit bei 23°C	1:30 Min.
Abbindezeit (Selbsthärtung)	3:30 Min.
Lichthärtung (optional)	40 Sek.

### Artikelinformationen

Artikelinformationen	Bestell-Nr.
<b>Harvard ZirconCore</b> 5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen, 10 intra tips long, in der Farbe A3	7083600
<b>Harvard Mini 1:1 O-Brown</b> Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	7083610
<b>Harvard IntraTips long</b> Nachfüllbeutel mit 50 intra tips long	7083620
<b>Harvard Bond SE Dual</b> 2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083602
<b>Harvard Bond SE Dual Refill</b> 2 x 5 ml Flasche	7083605

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.  
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.  
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.

Wir empfehlen dazu  
**Harvard Bond SE Dual:**  
Das dualhärtende, selbstätzende Adhäsiv



1892  
seit  
HARVARD



# HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH  
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany  
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0  
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19  
info@harvard-dental-international.de