



Perfekter Zement für die Befestigung auf Abutments.



1. Implantat-Abutments
2. Befüllen der Restauration mit **Harvard Implant**
3. Lichthärtung
4. Harvard Implant Überschüsse
5. Einfaches Entfernen von Überschüssen
6. Implantate mit Suprakonstruktion

Physikalische Eigenschaften.



DE ■ Detax Implantlink semi
 PR ■ Premier Dental Premier Implant
 IV ■ Ivoclar Vivadent Telio CS Cem Implant
 HDI ■ Harvard Implant Semi-Permanent

Die sichere, semi-permanente Befestigung

Harvard Implant Semi-permanent ermöglicht durch die selbstanmischende Minimix-Spritze eine exakte Dosierung der benötigten Zementmenge.

Überschüsse lassen sich nach kurzem Angelieren mittels LED-Lampe mühelos und vollständig abziehen. Auch größere Restaurationen lassen sich jederzeit problemlos entfernen. Langes und umständliches Versäubern nach dem Abnehmen entfällt.

Oxana Hilfer, Zahnärztin Fulda



Dämpft den Kaudruck auf dem Knochen!



- Sichere Befestigung bei leichter Entfernbarkeit und leichter Rezementierung
- Elastischer Polymerfilm verringert die Kaubelastung auf dem Knochen
- Exzellente Versiegelung, kein Schrumpf
- Leichte Entfernbarkeit von Materialüberschüssen nach kurzem Anbelichten
- Enthält Zinkoxid
- Eugenolfrei

Technische Daten

Druckfestigkeit	40 MPa
Filmdicke	15 µm
Verarbeitungszeit	2:00 Min.
Abbindezeit (Selbsthärtung) ca.	4:00 Min.
Lichthärtung, je Fläche	20 Sek.


Artikelinformationen

	Bestell-Nr.
Harvard Implant Semi-permanent 5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen	7081400
Harvard Mini 4:1 / 10:1 S-Brown Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen	7093050

HARVARD®

Harvard Implant Semi-permanent

Dualhärtender Zement zur langzeitprovisorischen Befestigung implantatgetragener Kronen und Brücken.



HARVARD®
 Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
 Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
 Tel.: + 49 (0) 30/99 28 978-0
 Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
 info@harvard-dental-international.de

11017_DE_08/18



Bewerten Sie uns!*

DE

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner



WELT-NEUHEIT

Harvard UltraFill



Harvard PremiumFill




WELT-NEUHEIT

Harvard UltraFill Flow




NEU


Harvard InterLock® ONE Universal Adhesive



Harvard Restore



Harvard Etch



Harvard ZirconCore



Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®



Harvard MTA (Universal) OptiCaps®



Harvard TEMP C&B



Harvard TEMP C&B Pro



Harvard Phosphat Cement



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoresin Fill Extra




Harvard Ionoglas Cem Extra



Harvard Bite



Harvard PremiumSiI Light



Harvard TraySiVe

2. Dualhärtender Stumpfaufbau und Stiftbefestigung



Harvard LuteCem SE



Harvard Bond SE Dual



Harvard MTA XR Fast OptiCaps®



Harvard CalciumHydroxide



Harvard TEMP Cem Esthetic



Harvard Cement OptiCaps®



Harvard Ionocoat LC



Harvard Ionoresin Prime LC



Harvard Ionoglas Fill



Harvard Ionoglas Cem



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI Heavy Fast

3. Endodontie, MTA



Harvard CalciumHydroxide LC



Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator



Harvard MTA XR Flow EWT OptiCaps® & EndoDirect Spritze



Harvard TEMP Glaze LC



Harvard TEMP Cem



Harvard Ionoglas Fill LC



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoresin Cem Extra



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI MaxMix Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSiI Heavy Fast

4. Temporäre Materialien



Harvard Implant Semi-permanent



Harvard TEMP Cem EasyDose®



Harvard Polycarboxylat Cement



Harvard Phosphat Cement



Harvard Ionoglas Fill LC



Harvard Ionoglas Cem LC



Harvard PremiumSiI Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSiI Heavy Fast

5.1 Zink Oxid Befestigungszemente



Harvard Phosphat Cement



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoresin Cem Extra



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI Light



Harvard TraySiVe

5.2 Glasionomer Zemente für Füllungen



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoresin Cem Extra



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI Light



Harvard TraySiVe

5.3 Glasionomer Zemente für Befestigungen



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI Heavy Fast



Harvard PremiumSiI Heavy Fast

6. Bissregistrierung und Abformmassen



Harvard TransMatrix



Harvard PremiumSiI Heavy Fast



Harvard PremiumSiI Heavy Fast



Bewerten Sie uns!*

* Schön, dass Sie unser Produkt getestet haben. Hat es Ihnen gefallen? Ihre Bewertung ist uns sehr wichtig. Bitte nutzen Sie den QR-Code oder unsere Webseite unter www.harvard-dental.de/feedback Testen lohnt sich: Sichern Sie sich als Belohnung ein weiteres Testprodukt aus unserem Programm. Vielen Dank für Ihre Zeit.