

		passend für alle Zahnkonditionierungstechniken: mit oder ohne Ätzel, feucht oder trocken (1 Komponente, 1 Schritt) Aktivator für sichere Haftung für alle Anwendungen, bei denen die Lichthärtung von Harvard InterLock® ONE nicht sichergestellt werden kann Dualhärtendes, selbststärzendes Adhäsiv (2 Komponenten, 1 Schritt) Selbststärzendes, lichthärtendes Adhäsiv (1 Komponente, 1 Schritt) Sehr starkes, selbststärzendes, lichthärtendes Adhäsiv (2 Komponenten, 2 Schritte) Selbststärzendes, lichthärtendes Adhäsiv (1 Komponente, 1 Schritt) Lichthärtendes Adhäsiv für die Total-Etch- Technik mit einem thixotropen Ätzel					
Dualhärtend		X	X				
Lichthärtend	X			X	X	X	X
Selbststärzend	X	X	X	X	X	X	
Total-Etch-Technik	X						X
Universal Adhäsiv	X						
	Harvard InterLock® ONE	Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator*	Harvard Bond SE Dual	Harvard Self-Bond	Harvard InterLock®	Harvard Bond SE Mono	Harvard Bond TE Mono + Harvard Etch

* In Kombination mit Harvard InterLock® ONE


Die Harvard Bondingkompetenz

im Überblick:

Harvard InterLock® ONE Universal Adhesive **Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator**



Harvard Bond SE Dual **Harvard Self-Bond**



Harvard InterLock® **Harvard Bond SE Mono**



Harvard Bond TE Mono **Harvard Etch**



Wirklich universal: passend für alle

Zahnkonditionierungstechniken:

als selbststärzendes Adhäsiv, als Total Etch Adhäsiv (mit Ättschicht), feucht oder trocken

- Nur eine dünne Schicht notwendig
- Hohe und reproduzierbare Haftkraft an Schmelz und Dentin auch unter Langzeitstress
- Wirksame Randschlussabdichtung mit geringem Risiko für eine postoperative Sensibilität
- Ausgezeichnete Leistung auch mit selbst- oder dualhärtenden Composites, wenn Lichthärtung möglich ist – ist eine Lichthärtung nicht möglich, z.B. bei der Befestigung eines Stiftes im Wurzelkanal, verwenden Sie zusätzlich **Harvard InterLock ONE Self Cure Activator****
- Bequeme und präzise Anwendung durch die ergonomische Dreiecksflasche mit definierter Tropfengröße, auch als SingleDose erhältlich



**

- Activator für die sichere Haftung bei allen Anwendungen, bei denen die Lichthärtung von **Harvard InterLock® ONE** nicht sichergestellt werden kann (z. B. im Wurzelkanal)
- Ideal für die Stiftbefestigung mit selbst- und dualhärtenden Compositen

NEU

Self Cure Activator

Artikelinformationen

	Bestell-Nr.
Harvard InterLock® ONE Universal Adhesive 5 ml Flasche	7083611
Microbrush® Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren	7095156
Harvard InterLock® ONE SingleDose Universal Adhesive 50 x 0.1 ml SingleDose	7083613
Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator 5 ml Flasche	7083612
Harvard Bond SE Dual 2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083602
2 x 5 ml Flasche (Refill)	7083605
Microbrush® Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren	7095156
Harvard Self-Bond 5 ml Flasche	7083218
Harvard InterLock® 2 x 5 ml Flasche, 50 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083603
Microbrush® Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren	7095156
Harvard Bond SE Mono Kit 5 ml Flasche, 25 Microbrush®, 5 Mischpaletten	7083604
Harvard Bond SE Mono Refill 5 ml Flasche	7083601
Harvard Bond SE Mono SingleDose Kit 50 SingleDose à 0.15 ml, 50 Microbrush®	7083609
Microbrush® Nachfüllbeutel mit 50 Applikatoren	7095156
Harvard Bond TE Mono 5 ml Flasche	7083607
Harvard Etch 2 ml Spritze, 3 needle tips	7054000
Harvard NeedleTips H25 Nachfüllbeutel mit 50 needle tips	7095126



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel.: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

10995_DE_07/18



HARVARD®

Harvard InterLock® ONE

Universal Adhäsiv

NEU



5 ml




0.1 ml



Bewerten Sie uns!*

DE

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner



Harvard UltraFill

Harvard PremiumFill



Harvard UltraFill Flow



Harvard Inter-Lock® ONE Universal Adhesive



Harvard Inter-Lock® ONE Universal Adhesive



Harvard Bond SE Mono



Harvard IonoLine



Harvard Restore



Harvard RestoreFlow



Harvard Self-Bond



Harvard Bond TE Mono



Harvard Etch



Harvard CalciumHydroxide LC



Harvard ZirconCore



Harvard InterLock® ONE Self Cure Activator



Harvard Bond SE Dual



Harvard LuteCem SE



Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®



Harvard MTA XR Flow EWT OptiCaps® & EndoDirect Spritze



Harvard MTA XR Fast OptiCaps®



Harvard MTA XR OptiCaps®



Harvard MTA (Universal) OptiCaps®



Harvard MTA (Universal) HandMix



Harvard CalciumHydroxide



4. Temporäre Materialien

Harvard TEMP C&B



Harvard TEMP Glaze LC



Harvard TEMP Cem Esthetic



Harvard Implant Semi-permanent



Harvard TEMP C&B Pro



Harvard TEMP Cem



Harvard TEMP Cem EasyDose®



Harvard Cement OptiCaps®

5.1 Zink Oxid Befestigungszemente



Harvard Phosphat Cement



Harvard Polycarboxylat Cement



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionocoat LC



Harvard Ionoglas Fill



Harvard Ionoglas Prime LC



Harvard Ionosin Fill Extra



Harvard Ionosin Prime LC



Harvard Ionosin Cem



Harvard Ionosin Cem Extra

5.3 Gasionomer Zemente für Befestigungen



6. Bissregistrierung und Abformmassen



Harvard PremiumSII MaxIMix Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSII MaxIMix Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSII Heavy Fast



Harvard PremiumSII Heavy Fast



Harvard TraySive



Harvard TraySive



Harvard TraySive



Harvard TraySive

Harvard PremiumSII Light/Light Fast, Medium/Medium Fast, Mono/Mono Fast, Heavy/Heavy Fast



Bewerten Sie uns!*

* Schön, dass Sie unser Produkt getestet haben. Hat es Ihnen gefallen? Ihre Bewertung ist uns sehr wichtig. Bitte nutzen Sie den QR-Code oder unsere Webseite unter www.harvard-dental.de/feedback ein weiteres Testprodukt aus unserem Programm. Vielen Dank für Ihre Zeit.