


Harvard PremiumFill

im Überblick.



Assortment Kit



Trial Kit S



IntroKit S



Harvard Applier OptiTips®

Zwei verschiedene Opazitätstechniken.

1.) Multi Opacity Schichttechnik für den Spezialisten

Dentin Opacity


Dentin Opazitäten für die Multi Opacity Schichttechnik.

Enamel Opacity

Enamel Opazitäten für die Multi Opacity Schichttechnik.

Transpa Opacity

Transpa Opazität sowie weitere transluzente Farben für die Multi Opacity Schichttechnik.



2.) Universal Opacity für einfaches Schichten

Einfache Technik – **eine** mittlere Opazität, geeignet für einfache Fälle.



Ein Composite mit dem gewissen Plus.

Sehr lange haltbar, ästhetisch,
überragendes Handling.

Überragendes Handling und nicht klebrige Konsistenz

- Leicht zu platzieren und sehr angenehm in der Anwendung
- Sehr gute Modellierbarkeit
- Exzellente Hochglanzpolierbarkeit
- Anorganische Füller von ungefähr 0,6 µm

Geringe Polymerisationsschrumpfung dank Nanofüllern

- Perfekter Randschluss

Perfekte ästhetische Restaurationen

- Zahnähnliche Fluoreszenz
- Chamäleonartige Farbanpassung
- Große Auswahl an Farben und unterschiedlichen Transluzenzen

Erhältlich in 4 g Spritzen und 0.3 g OptiTips®



2
verschiedene
Opazitäts-
konzepte

Multi Opacity

Artikelinformationen

Bestell-Nr.

4 g Spritze

Bestell-Nr.

20 x 0.3 g OptiTips®

Multi Opacity Refills

Farbe A1 E	7082310	7082410
Farbe A2 E	7082311	7082411
Farbe A2 D	7082320	7082420
Farbe A3 E	7082312	7082412
Farbe A3.5 E	7082313	7082413
Farbe A3.5 D	7082321	7082421
Farbe B1 E	7082323	7082423
Farbe B2 E	7082314	7082414
Farbe C2 E	7082315	7082415
Farbe BL E	7082316	7082416
Farbe BL D	7082322	7082422
Farbe INC	7082330	7082430

Multi Opacity Kits

Harvard PremiumFill  „Multi Opacity“ Assortment Kit 11 Spritzen à 4 g, in den Farben A1 E, A2 E, B2 E, C2 E, A3 E, A3.5 E, BL E INC, A2 D, A3.5 D, BL D	7082502
Harvard PremiumFill  „Multi Opacity“ Trial Kit S 3 Spritzen à 4 g, in den Farben INC, A2 E, A2 D	7082501

Universal Opacity

Bestell-Nr.

4 g Spritze

Bestell-Nr.

20 x 0.3 g OptiTips®

Universal Opacity Refills

Farbe A1 U	7082300	7082400
Farbe A2 U	7082301	7082401
Farbe A3 U	7082302	7082402
Farbe A3.5 U	7082303	7082403
Farbe B1 U	7082304	7082404
Farbe B2 U	7082305	7082405
Farbe C2 U	7082306	7082406

Universal Opacity Kits

Harvard PremiumFill  „Universal Opacity“ IntroKit S 3 Spritzen à 4 g, in den Farben A2 U, A3 U, A3.5 U	7082500
Harvard Applier OptiTips®	7095200



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Tel.: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de

11012_DE_07/18



Harvard PremiumFill

Nano-Optimized Hybrid
Composite

Für **posteriore** und
anteriore Restaurationen.



Bewerten
Sie uns!*

DE

1. Lichthärtende Composite, Bondings und Liner



WELT-NEUHEIT
Harvard UltraFill




WELT-NEUHEIT
Harvard PremiumFill




WELT-NEUHEIT
Harvard UltraFill Flow




NEU
Harvard InterLock® ONE Universal Adhesive




Harvard Restore



Harvard Etch



Harvard ZirconCore



Harvard MTA XR Flow Fast OptiCaps®



Harvard MTA Universal OptiCaps®



Harvard TEMP C&B



Harvard TEMP C&B Pro




Harvard Phosphat Cement



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoglas Fill Extra




Harvard Ionoglas Cem Extra



Harvard Bite



Harvard PremiumSil Light/Light Fast, Medium/Medium Fast, Mono/Mono Fast, Heavy/Heavy Fast



Harvard TraySive

2. Dualhärtender Stumpfaufbau und Stiftbefestigung



Harvard LuteCem SE




Harvard MTA XR Fast OptiCaps®



NEU
Harvard CalciumHydroxide



Harvard TEMP Cem Esthetic




Harvard TEMP Cem EasyDose®




Harvard Cement OptiCaps®



Harvard Ionoglas Fill LC



Harvard Ionoglas Cem LC



Harvard PremiumSil MaxiMix Putty Soft/Heavy Fast



Harvard PremiumSil Putty Soft/Fast

4. Temporäre Materialien



Harvard Implant Semi-permanent

5.1 Zink Oxid Befestigungszemente



Harvard Polycarboxylat Cement


5.2 Glasionomer Zemente für Füllungen




Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoglas Fill Extra



Harvard Ionoglas Cem Extra




Harvard Bite



Harvard PremiumSil Light/Light Fast, Medium/Medium Fast, Mono/Mono Fast, Heavy/Heavy Fast


6. Bissregistrierung und Abformmassen



Harvard Bite



Harvard PremiumSil Light/Light Fast, Medium/Medium Fast, Mono/Mono Fast, Heavy/Heavy Fast



Harvard TraySive



Bewerten Sie uns!*

* Schön, dass Sie unser Produkt getestet haben. Hat es Ihnen gefallen? Ihre Bewertung ist uns sehr wichtig. Bitte nutzen Sie den QR-Code oder unsere Webseite unter www.harvard-dental.de/feedback ein weiteres Testprodukt aus unserem Programm. Vielen Dank für Ihre Zeit.