

Harvard Bite

Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikonon

Lange
lager-
stabil!

- **Ausgezeichnete Beschleifbarkeit**
- Hohe Endhärte
 - Präzise und unverzerrte Bissregistrierung
 - Leicht zu beschneiden und zu fräsen, **extrem widerstandsfähig**
- Sehr schnelle Aushärtung
 - **Nur 45 Sekunden Aushärtezeit im Mund**
 - Präzise Wiedergabe der Bissituation
- Sehr geringe Schrumpfung
- Sehr hohe Biokompatibilität
- **Optimale thixotrope Konsistenz**
 - **Kein Abfließen vom Zahn für perfekte Bissregistrierung**
- Komfortable Anwendung aus der Kartusche
- Angenehmes Vanillearoma
- Dauerhafte Lagerung der Bissregistrierung

Schnellhärtend, präzise, beschleifbar.



Optimale
thixotrope
Konsistenz
für perfekte
Bissregistrierung



Harvard Dispenser Automix 1:1



2 x 50 ml



12 x Mischkanülen



Erleben Sie den Unterschied.



Physikalische Eigenschaften



“ Harvard Bite hat mich mit seinen positiven Eigenschaften überzeugt. ”



1. Das Material hat eine hohe Rückstellfähigkeit.
2. Es bindet sehr schnell ab, wird sehr hart und bleibt doch leicht biegsam.
3. Es ist sehr gut bei CMD Patienten geeignet.
4. Das Material läßt sich sehr gut beschleifen.

Die Vorteile von Harvard Bite bei CMD Registrierungen liegen darin, dass das Material, obwohl es sehr fest nach der Aushärtung wird, in der Verarbeitung sehr dünnfließend ist und man den Biss in einer gesperrten Position so ideal fixieren kann. Ich würde dieses Material jederzeit allen Zahnärzten und Kollegen empfehlen.

Mit kollegialen Grüßen
Kay Zischow, Zischow Dental Hamburg GmbH, November 2012

1. Intraorale Applikation von Harvard Bite: optimale Konsistenz
2. Nur 45 Sekunden aushärten
3. Hervorragende Wiedergabe der Bisssituation
4. Bissregisrat
5. Präzise Beschneidbarkeit und Beschleifbarkeit

Artikelinformationen

Harvard Bite 2 x 50 ml Automix-Kartusche, 7083700

Farbe Gelb (Vanillearoma), 12 Mischkanülen

***Harvard Bite** 4 x 50 ml Automix-Kartusche, 7083710

Farbe Gelb (Vanillearoma)

Harvard Auto 1:1 O-Green 7096000

Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

Harvard Dispenser Automix 1:1 7095100

Bestell-Nr.

Technische Daten

Verarbeitungszeit	> 20 Sek
Aushärtungszeit	45 Sek
Verformung unter Druck	0,5 %
Shore-A Härte nach 24 Stunden	90
Shore-D Härte nach 1 Stunde	30
Shore-D Härte nach 24 Stunden	31
Biegebruchfestigkeit	11 MPa
Elastizitätsmodul	28 MPa

* Kein Lagerartikel. Bitte kontaktieren Sie das Harvard Verkaufsteam.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen. Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten. Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.



HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de