



# Harvard TEMP Cem Esthetic

Transluzenter eugenolfreier Zement mit Zinkoxid zur provisorischen Befestigung.

Der ästhetische Zement mit einer hohen Transparenz.

- Sicherer Sitz und leichtes Wiederabnehmen der Krone oder Brücke
- Materialüberschüsse lassen sich leicht entfernen
- Beim Entfernen verbleiben keine Zementreste am Stumpf
- **Geringe Filmdicke, perfekte Passung der Restauration**
- Eugenolfrei
- **Komfortable und zeitsparende Anwendung aus der Minimix Spritze**

Transluzent für hohe Ästhetik!



Transluzent!



# Ästhetisch und komfortabel.

## Ästhetische Charakteristik

Harvard TEMP Cem Esthetic erzielt dank seiner hohen Transluzenz eine exzellente Ästhetik.



1. Applikation des Materials in die Krone
2. Einsetzen der Krone
3. **Leichte Entfernbarkeit** von Zementüberschüssen
4. Mit Harvard TEMP Cem Esthetic befestigte Krone



Harvard TEMP Cem Esthetic



Harvard TEMP Cem



TempBond NE (Kerr)

## Transluzenz der verschiedenen temporären Zemente



Harvard TEMP Cem Esthetic

Harvard TEMP Cem

TempBond NE (Kerr)

## Zement verbleibt in der Krone

Mit Harvard TEMP Cem Esthetic lassen sich Kronen und Brücken leicht wieder abnehmen; es verbleibt kein Material am Stumpf.



Harvard TEMP Cem Esthetic



Harvard TEMP Cem

## Zement verbleibt in der Krone und auf dem Stumpf



TempBond NE (Kerr)

### Technische Daten

Filmdicke	11 µm
Verarbeitungszeit bei 23 °C/73 °F	> 1:30 Min.
Abbindezeit	< 3:30 Min.

### Artikelinformationen

**Harvard TEMP Cem Esthetic**  
5 ml Minimix-Spritze, 10 Mischkanülen

### Bestell-Nr.

7081104

**Harvard Mini 1:1 S-Brown**  
Nachfüllbeutel mit 50 Mischkanülen

7091050



# HARVARD®

Marke und Qualität seit 1892

Harvard Dental International GmbH  
Margaretenstr. 2 - 4, 15366 Hoppegarten, Germany  
Telefon: + 49 (0) 30/99 28 978-0  
Fax: + 49 (0) 30/99 28 978-19  
info@harvard-dental-international.de

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es wird keine Haftung übernommen.  
Vor dem Gebrauch unserer Harvard Produkte bitte die jeweiligen Gebrauchsinformation beachten.  
Internes Daten- und Bildmaterial von Harvard Dental International.

Harvard Vertriebspartner.