

Harvard Basisplatten

Gebrauchsanweisung für den Zahntechniker
Zusammensetzung

Rosafarbene Platten auf der Basis von Schellack, 1,4 mm Dicke.

Anwendungsgebiet

Hilfsmittel für die Herstellung von Prothesen.

Verarbeitung

Die Basisplatte wird vorsichtig über einer fächernden Flamme oder mittels einer anderen Methode erweicht und über dem Gipsabdruck in die gewünschte Form modelliert.

Hinweis

Basisplatten nur ausreichend erweicht verwenden.

Packungsgrößen

Bestell-Nummer	Bezeichnung	Inhalt
7281005	Normalpackung OK	12 Platten Oberkiefer
7281006	Normalpackung UK	12 Platten Unterkiefer
7281007	Normalpackung sortiert	8 Platten Oberkiefer / 4 Platten Unterkiefer
7281105	Laborpackung OK	100 Platten Oberkiefer
7281106	Laborpackung UK	100 Platten Unterkiefer
7281107	Laborpackung sortiert	65 Platten Oberkiefer / 35 Platten Unterkiefer

Lagertemperatur: 3 – 25 °C.

Harvard Basisplatten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Harvard plaque-base

Mode d'emploi pour le technicien dentaire
Composition

Plaques roses à base de gomme-laque, 1,4 mm d'épaisseur.

Domaine d'application

Intermédiaire pour fabrication de prothèses.

Mise en œuvre

La plaque-base est ramollie à la flamme, ou au moyen d'une autre méthode, puis façonnée sur le modèle en plâtre.

Remarque

Ne pas utiliser une plaque-base insuffisamment ramollie.

Conditionnement

Référence	Dénomination	Contenu
7281005	Pack simple mâchoire supérieure	12 plaques mâchoire supérieure
7281006	Pack simple mâchoire inférieure	12 plaques mâchoire inférieure
7281007	Pack simple assortiment	8 plaques mâchoire supérieure / 4 plaques mâchoire inférieure
7281105	Pack laboratoire mâchoire supérieure	100 plaques mâchoire supérieure
7281106	Pack laboratoire mâchoire inférieure	100 plaques mâchoire inférieure
7281107	Pack laboratoire assortiment	65 plaques mâchoire supérieure / 35 plaques mâchoire inférieure

Température de stockage: 3 – 25 °C.

Ne pas utiliser après la date de péremption.

 **Harvard Dental International GmbH**
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten
Germany


Harvard Baseplates

Instruction for use for the dental technician
Composition

Pink-coloured plates on the basis of shellac, thickness 1,4 mm.

Area of application

Intermediate in making a prosthesis.

Processing

The base plate is softened over a flame, or otherwise, and shaped to the gypsum model.

Warning

Do not use a base plate insufficiently softened.

Package Size

Ordering-Number	Name	Contents
7281005	Single package upper	12 plates upper
7281006	Single package lower	12 plates lower
7281007	Single package assorted	8 plates upper / 4 plates lower
7281105	Laboratory package upper	100 plates upper
7281106	Laboratory package lower	100 plates lower
7281107	Laboratory package assorted	65 plates upper / 35 plates lower

Storage temperature: 37 – 77 °F.

Do not use Harvard Baseplates after expiration date.

Harvard placas de base

Instrucciones de uso para el técnico de laboratorio dental
Composición

Placas rosadas a base de goma laca, 1,4 mm de espesor.

Campo de aplicación

Medio auxiliar para la fabricación de prótesis.

Procesamiento

La placa de base es ablandada cuidadosamente encima de una llama o mediante otro método, siendo luego modelada conforme al modelo de yeso.

Aviso

Sólo emplear placas de base suficientemente ablandadas.

Tamaños del envase

Referencia	Designación	Contenido
7281005	Envase normal maxilar superior	12 placas maxilar superior
7281006	Envase normal maxilar inferior	12 placas maxilar inferior
7281007	Envase normal surtido	8 placas maxilar superior / 4 placas maxilar inferior
7281105	Envase de laboratorio maxilar superior	100 placas maxilar superior
7281106	Envase de laboratorio maxilar inferior	100 placas maxilar inferior
7281107	Envase de laboratorio surtido	65 placas maxilar superior / 35 placas maxilar inferior

Temperatura de almacenamiento: 3 – 25 °C.

No utilice después de la fecha de expiración.

Tel +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.de

V02 01/2011
10128